

Zeta-Potansiyel Analizi Numune Kabul Kriterleri

Müşteri numune gönderirken Analiz Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde BARUM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.

NUMUNENİN GETİRİLİŞ ŞEKLİ

1. Numunelerin BARUM'a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Analiz Talep Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
3. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
4. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01'den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
5. Tahmini analiz süresi 7 gündür.

AMBALAJ ŞEKLİ, NUMUNE ÖZELLİĞİ VE NUMUNE MİKTARI

Zeta-Potansiyel Ölçümü

1. Zeta-Potansiyel ölçümü için gerekli en az numune + sıvı hacmi yaklaşık 1 cm^3 'tür.
2. Toplam hacmin en çok % 2'si numune olmalıdır.
3. Numune boyutları 3 nm ile 10 nm arasında olmalıdır.
4. Aynı hacimdeki numune + sıvı yeterlidir.

Parçacık Boyutu Analizi

1. Zeta-Potansiyel ölçümü için gerekli en az numune + sıvı hacmi yaklaşık 1 cm^3 'tür.
2. Toplam hacmin en çok % 2'si numune olmalıdır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ



barum@bilecik.edu.tr



(0228) 214 1426



<https://www.bilecik.edu.tr/barum>